



KCI™ now proudly
part of 3M

3M Apósito V.A.C. VERAFLOR CLEANSE CHOICE, Medium

Código: ULTVCC05MD

Marca: 3M

Fabricante: 3M

Material de elaboración: Espuma de poliuretano con una mayor resistencia a la tracción, menos hidrofóbico.

Registro Invima: 2018DM-0017593



Clasificación del riesgo: clase: IIb

Método de Esterilización: Rayos Gamma

Número Reúsos recomendados: 0

Presentación: Unidad estéril

Certificación: - FDA - ISO 9001/2008. - ISO 13485/2003.

Descripción Técnica:

Apósito compatible solo con equipo ULTA® limpia, trata y cicatriza. Utilizado para ciclos de presión negativa combinada con instilación de solución. El apósito V.A.C. VERAFLOR CLEANSE CHOICE™ ha sido diseñado para facilitar la eliminación de material infeccioso como exudado fibrinoso espeso, esfacelos y otra carga microbiana de la herida de hasta 30 centipoise. Única que desbrida.

Composición Kit:

1. 3 Esponjas de Poliuretano ovaladas de 18 X 12,5 cm; menos hidrofóbica que permite la instilación y distribución de distintas soluciones al lecho de la herida, mayor resistencia a la tracción superior para ayudar a asegurar la completa eliminación de espuma del lecho de la herida. La capa de contacto en combinación con una capa de cubierta captura las partículas más grandes para evitar alarmas de obstrucción.
2. Estéril. Libre de látex.
3. Tamaño de los orificios de 400 a 600 micras para generar mejor y más tejido de granulación de manera simétrica.
5. De un solo uso.
6. Láminas V.A.C.® Drape avanzado; plástico adhesivo semi- oclusivo, que permiten cubrir las heridas para que se aplique la presión negativa e instilación de soluciones. La cantidad de láminas varía dependiendo del tamaño de la esponja. Cada lamina de V.A.C.® Drape avanzado corresponde a una medida de 20 x 18 cm.
7. Incluye tubería Veratrac®, tubos de silicona doble; para terapia de presión negativa bidireccional con 5 lúmenes. La tubería cuenta con la tecnología necesaria para permitir el monitoreo continuo de la presión de la herida Sensatrac™ y lumen para instilación.
8. Contiene sachet de protector cutáneo Cavilón 3M™.



KCI™ now proudly
part of 3M

Modo de Acción:

Cuando el apósito VERAFO V.A.C.® ya instalado se colapsa y comprime, gracias a la presión negativa configurada en el equipo, entrar en contacto con el lecho de la herida generando **micro tensión**; aumento de vascularización, aumento división celular, extracción del edema circundante, eliminación de mediadores de inflamación, material infeccioso y aumento de tejido de granulación y **macro tensión**; disminución del volumen y diámetro de la herida afrontando bordes y favoreciendo mecanismos para la cicatrización. Este ciclo de presión se combina con ciclos de lavado donde se instila alguna solución permitiendo lavar la herida y tratar infecciones más resistentes, eliminando material infeccioso como exudado fibrinoso espeso, esfacelos. Única que desbrida.

Indicaciones:

Dispositivo usado para el manejo avanzado de heridas, está indicado para pacientes con heridas crónicas, agudas, traumáticas, subagudas, y con dehiscencia, quemaduras de espesor parcial, úlceras (por ejemplo; diabéticas, por presión o varicosas), colgajos e injertos, entre otras.

Heridas infectadas con presencia de biofilm y heridas donde se necesiten aseos frecuentes.

Precauciones:

- Debe conseguirse la hemostasia antes de aplicar el apósito y tomarse precauciones en los siguientes casos: Tratamiento anticoagulante o inhibidores de la agregación plaquetaria.
- Pacientes con problemas de hemostasia.
- Sangrado abundante o debilidad en vasos sanguíneos u órganos.
- Mal nutrición no tratada.
- Pacientes con mala disposición o agresivos.
- Pacientes con heridas muy próximas a vasos sanguíneos o aponeurosis delicada.
- En pacientes con órganos o vísceras expuestas, utilizar en combinación con apósito Whitefoam V.A.C. ®.

Contraindicaciones:

- Fístulas no entéricas sin explorar.
- Osteomielitis no tratada.
- Heridas malignas (excepto para mejor la calidad de vida).
- Tejido necrótico con presencia de escaras.
- Pacientes con riesgo de hemorragias o fuga intestinal

Disposición final: Residuos peligrosos: Riesgo biológico biosanitario

