

1. Información general

Nombre comercial	SURGINEEDLE
Marca / Fabricante	COVIDIEN- AUTOSUTURE
Número de registro INVIMA	2014DM-0012060
Clasificación del riesgo	IIA
Código GMDN	12750

2. Descripción del producto

Instrumento utilizado para establecer el neumoperitoneo en cirugía laparoscópica.



DESCRIPCION TECNICA

- Estilete romo con resorte.
- Mango con bordes.
- Banda roja de seguridad.
- Válvula – Llave de paso.
- Conector tipo Luer lock.
- Longitud de 120 y 150 mm.
- Diámetro externo de 2 mm.
- Desechable.

Fecha
efectivaFecha de próxima
revisión

Página 2 de 2

3. Especificaciones

Aplicaciones	El Instrumento surgineedle es utilizado en procedimientos de cirugía mínimamente invasiva, y su función específica es crear el neumoperitoneo.
Presentación del producto	Unidad
Referencias	Código de barras
172015	7707281605353
172016	7707281605360