

1. Información General



Producto (Según Registro Sanitario)	ForceTriad Energy Platform and Accessories / Generador de Electrocirugía ForceTriad, Accesorios y Repuestos
Nombre Comercial	Endo Shears
Marcas	Covidien
Fabricante Legal	Covidien LLC. 15 Hampshire Street Mansfield, MA 02048 U.S.A.
Número de Registro Sanitario	INVIMA 2017EBC-0000505-R1
Fecha de expiración del Registro Sanitario	24 de Enero de 2027
Clasificación del riesgo	IIB
Código GMDN	38817

2. Especificaciones

Composición	Acero Inoxidable, Policarbonato, Polietileno, Aluminio
Presentación Comercial	Unidad, Caja por 6 unidades
Condiciones de Almacenamiento	Temperatura: -20°C a 40°C. Humedad relativa permanente: Máximo 65% No exponerse a la luz solar directa, ni luces brillantes. Almacenarse en estibas de madera o plástico a 10cm del suelo.
Método de esterilización	Irradiación Gamma
Vida Útil	5 Años
Referencias	

Referencia	Descripción
174301	Endo Mini-Shears Auto Suture Shears 5mm
174309	Endo Mini-Shears Auto Suture Shears with Roticulator Technology 5mm
174501	Endo Shears Auto Suture Shears 5mm Short
174505	Endo Shears Auto Suture Dissector 5mm
174601	Endo Shears Auto Suture Shears 5mm Long
176643	Endo Shears Auto Suture Shears 5mm

3. Descripción del Producto	
Indicaciones de Uso	Las tijeras, tijeras cortas y tijeras largas Endo Shears con cauterio monopolar tienen aplicaciones en diversas intervenciones endoscópicas, ginecológicas y laparoscópicas generales para la transección y el corte de tejidos. Conectados a una fuente de alimentación electroquirúrgica, los dispositivos se pueden utilizar para aplicar un cauterio monopolar siguiendo las recomendaciones del fabricante de la unidad electroquirúrgica.
<p style="text-align: center;">DESCRIPCIÓN</p> <p>Instrumento diseñado para proporcionar un corte preciso y hemostático.</p> <p>Descripción Técnica</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mango con pin para adaptar sistema de electrocauterio en modo monopolar. • Mango Ergonómico. • Eje rotatable de 360°. • Diámetro de 5 mm. • Longitud aproximada de 31 cms. • Hojas de la tijera fabricadas en acero inoxidable, poseen un borde curvo y cortante de 16 mm de longitud y su apertura máxima es de 8 mm. • Código de Color Universal Gris. • Desechable. <p>NOTA: PARA LA CORRECTA UTILIZACION DEL DISPOSITIVO POR FAVOR LEER EL INSERTO DEL PRODUCTO</p>	

Originado por: Nombre: Luisa Arcos Argoty Cargo: Regulatory Affairs Specialist Regulatory Affairs	Fecha: 20/04/2020	Aprobado por: Nombre: Juan Atehortúa Cargo: Especialista de marketing A&I	Fecha: 28/05/2020
Revisado por: Nombre: Juan Atehortúa Cargo: Especialista de marketing A&I	Fecha: 28/05/2020		