

1. Información General



Producto (Según Registro Sanitario)	Instrumental Quirurgico - Covidien
Nombre Comercial	Endo Dissect
Marcas	Covidien
Fabricante Legal	Covidien LLC, USA
Número de Registro Sanitario	INVIMA 2014DM-0012060
Fecha de expiración del Registro Sanitario	05-Nov-2024
Clasificación del riesgo	IIA
Código GMDN	38817

2. Especificaciones

Composición	Titanio Policarbonato, Acrilo, Nitrilo, Butadieno, Estireno, Nylon, Goma, Acero Inoxidable, Polímero de Eftalamina, Aluminio
Presentación Comercial	Unidad, Caja por 6 unidades
Condiciones de Almacenamiento	Almacenar a temperatura ambiente (15°C – 30°C) No exponer a temperaturas superiores a 49°C
Método de esterilización	Radiación gamma
Vida Útil	5 Años
Referencias	

Referencia	Descripción
176645	Endo Dissect Auto Suture Dissector 5mm

3. Descripción del Producto

Indicaciones de Uso

El disector y el disector corto Endo Dissect™ con cauterio monopolar tienen aplicaciones en diversas intervenciones endoscópicas, ginecológicas y laparoscópicas generales para el pinzamiento o la sujeción temporal de tejidos y pequeños vasos o estructuras corporales, así como para su uso en la disección roma. Conectado a una fuente de alimentación electro quirúrgica, el dispositivo se puede utilizar para aplicar un cauterio monopolar siguiendo las recomendaciones del fabricante de la unidad electro quirúrgica.

DESCRIPCIÓN GENERAL

La pinza Endo Dissect es un instrumento desechable utilizado en procedimientos para cirugía mínimamente invasiva, y su función específica es disecar, agarrar y ocluir tejidos, vasos y otras estructuras de forma temporal.

Descripción Técnica

- Mango Ergonómico.
- Mango con pin para adaptar sistema de electrocauterio en modo monopolar.
- Eje rotatable de 360°.
- Diámetro de 5 mm.
- Longitud aproximada de 31 cms.
- Mandíbulas curvas fabricadas en acero inoxidable, con ranuras a traumáticas.
- Código de Color Universal Verde.
- Desechable.

NOTA: PARA LA CORRECTA UTILIZACION DEL DISPOSITIVO POR FAVOR LEER EL INSERTO DEL PRODUCTO

Originado por: Nombre: Luisa Arcos Argoty Cargo: Regulatory Affairs Specialist Regulatory Affairs	Fecha: 20/04/2020	Aprobado por: Nombre: Juan Atehortúa Cargo: Especialista de marketing A&I	Fecha: 28/05/2020
Revisado por: Nombre: Juan Atehortúa Cargo: Especialista de marketing A&I	Fecha: 28/05/2020		