



# 3M® Medipore™ H Cinta Quirúrgica de Tela No Tejida

Creada para adaptarse a  
los movimientos de sus  
pacientes.



La cinta de elección para un aseguramiento  
flexible y adaptable.

La cinta Medipore™ H cuenta con un respaldo suave, flexible y distensible, que se acomoda a condiciones de edema y movimiento, minimizando el riesgo de lesiones de piel.



#### Respirable

Resiste el agua y permite la evaporación de humedad.



#### Fácil de usar

Su prepicado permite rasgarla sin necesidad de usar tijeras.



#### Flexible

Extensible en forma bidireccional, lo que permite que se acomode a edema, distensión y movimiento.

Le ayuda a cuidar a sus  
pacientes de forma segura.



**74%**  
de los rollos de cinta

Un estudio mostró que el 74% de los rollos de cinta de un hospital, presentaban algún grado de crecimiento bacteriano.<sup>1</sup>

# 3M® Medipore™ H

## Cinta Quirúrgica de Tela No Tejida

### Aplicación Clínica: Aseguramiento Flexible

- Fijación de apósitos
- Compresión leve
- Edema o situaciones en las que se espera edema
- Zonas anatómicas de flexión y/o movimiento
- Drenajes de tórax
- Drenajes postquirúrgicos
- Fijación de bajadas o líneas de suero
- Fijación secundaria de líneas de catéteres venosos centrales

**Ideal para pacientes que necesitan mantener el movimiento o están experimentando edema y/o distensión.**

**Material de respaldo:** Tela suave no tejida prepicada cada 5 centímetros, con adhesivo de acrilato.



Elasticidad que permite el movimiento



Se adapta a los contornos difíciles

### Información para pedidos

Número de catálogo	Tamaño	Rollos	Bolsa/Caja
2861	1 in. x 10 yd. (2,5 cm x 9,1 m)	12 por caja	1 caja
2862	2 in. x 10 yd. (5 cm x 9,1 m)	12 por caja	1 caja
2863	3 in. x 10 yd. (7,6 cm x 9,1 m)	12 por caja	1 caja
2864	4 in. x 10 yd. (10,1 cm x 9,1 m)	12 por caja	1 caja

- ✓ Las referencias 2861 y 2864 son bajo pedido y tienen un tiempo de despacho de 60 días una vez solicitado.



3M División Salud Colombia  
División de Soluciones Médicas