

## KANGAROO™

# SET DE NUTRICIÓN ENTERAL BOLSA 1000 ML BOMBA JOEY

## Ficha Técnica

Marca: KANGAROO™  
Clasificación de riesgo: IIA  
Método de esterilización: NE  
Vida útil: 36 meses

Set para suministrar nutrición enteral, cuenta con bolsa de 1000 ml para envasar fórmulas nutricionales.

### 1. Información básica del producto

- Material de Poli Cloruro de Vinilo (P.V.C.) y tubo de silicona transparente.
- Todas las bolsas de alimentación Kangaroo™ son libres de DEHP (Di-2-Etilhexilftalato).
- El tubo de silicona se adhiere al rotor y permite girar y mezclar la fórmula nutricional.
- Tapa de ingreso forma nutricional: es una amplia tapa de cierre hermético que facilita llenar, guardar y trasladar la nutrición sin fugas.
- Reglilla numérica y transparencia de la bolsa: permite registro volumétrico de la fórmula a infundir y evaluar la homogeneidad de la fórmula nutricional.
- Empaque individual.
- Punta distal con conector ENFit y conector de transición escalonado específicos para conexiones enterales.
- Apto para uso con la Bomba de Nutrición Joey.



### 2. Presentación

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE EMPAQUE
763656	Set de alimentación de 1000ml- Bomba Joey	Caja x 30 Unidades

Número de Registro INVIMA: 2018DM-0018086  
Fecha Vencimiento Registro: 29/05/2028  
Fabricante : COVIDIEN LLC- 15 HAMPSHIRE - USA