



DatasaveMedical

TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMAS Y A LA SALUD

DESCRIPCIÓN

Equiwax es una cera hemostática estéril para huesos, derivada de la cera de abejas. Se utiliza para detener mecánicamente el sangrado de los huesos durante una intervención quirúrgica mediante la oclusión de los vasos sanguíneos intra óseos. Equiwax no posee ninguna propiedad farmacológica intrínseca.



Nombre :

CERA DE HUESO

Modelo :

EQUIWAX®

Marca :

EQUIMEDICAL®

REGISTRO INVIMA:

2021DM-0007369-R1

CARACTERÍSTICAS

- * Estéril.
- * Bloque de cera para huesos
- * Adecuada para todo tipo de cirugía.
- * 70% cera de abeja; 30% vaslina.
- * Vida útil: 5 años desde su fabricación.
- * Rápido efecto hemostático (2 a 4 minutos).

NIVEL DE RIESGO : III - Riesgo Muy Alto



DESCRIPCIÓN



HOMÓLOGOS		
Datasave Medical	Johnson & Johnson	Otros nombres
Equiwax	Bone wax	Derme wax Uniwax

Código	Código	Medidas	U.P. Caja
EQW-01	EX 91	2,5 gramos	20

Equiwax está indicado para por ejemplo cirugías ortopédicas, traumatología, cirugía torácica, maxilofacial y neurocirugía.

DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO: Como queda dentro del cuerpo humano su disposición es irrelevante.