

INFORMACIÓN GENERAL		COMPONENTES DEL PRODUCTO
Nombre:	CINTA CONTROL DE ESTERILIZACION A VAPOR ROLLO DE 19MM X 50MTS	
Fabricante:	ANQING YIPAK PACKAGING MATERIAL CO., LTD CON DOMICILIO EN CHINA	
Marca:	YIPAK	
Vida Útil:	5 AÑOS	
Procedencia:	CHINA	
Registro Sanitario	2020DM-0022517	
Referencia	YST-1950	
Clasificación de riesgo:	I	
Método de esterilización	No aplica	
Descripción y uso del producto	Cinta de sellado de paquetes de esterilización con indicador de proceso para el monitoreo de procesos de esterilización por Vapor. Diseñada para esterilizadores de desplazamiento por gravedad y eliminación dinámica de aire (asistido por vacío) que funcionan de 121 ° C a 135 ° C.	
Indicaciones y precauciones de uso	Asegúrese que en el momento de usar la cinta indicadora se encuentre con el color indicado antes de su uso (vapor: amarillo a negro)	
Composición	Papel crepe, adhesivo, químico impreso.	
Contraindicaciones	Ninguna conocida	
Numero de Re-usos	Producto desechable	
Presentación comercial:	Unidad en bolsa de polietileno.	
Condiciones de almacenamiento	<ul style="list-style-type: none">• Almacene en lugares frescos y secos, protegida de la luz solar.• Almacene lejos de fuentes de calor.• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos.	
Disposición final:	La disposición final de este producto se debe realizar según el protocolo interno de la institución garantizado el cumplimiento del decreto 351 del 2014 (febrero 19) del Ministerio de salud “Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades.”	