



este producto no fue
hecho con látex de
caucho natural

ELECTRODOS ASA **DOLPHIN**

LLETZ / LEEP

Electrodos Asa Dolphin para realizar procedimientos de electrocoagulación, manejo de la patología cervical neoplásica preinvasora, con la técnica de escisión con asa diatérmica.

LLETZ; Large Loop Excision of the Transformation Zone

LEEP; Loop electrosurgical Excision Procedure

Indicaciones:

- Conización electroquirúrgica del cuello del útero para lesiones neoplásicas intraepiteliales (NIE)

Contraindicaciones:


- Embarazo
- Pacientes con cáncer invasor visible a la examinación

Características Técnicas:


- Alambre de tungsteno de 0,5mm
- Largo 13cm
- Conector universal cónico, para ser usado con cualquier marca de lápiz, conexión Standard 3/32" (2,4mm)
- Para ser usado con potencia de salida de 35 a 50 Watts, dependiendo del tamaño del Asa
- Desechables
- Base reforzada
- Este producto no fue hecho con latex de caucho natural

Tipos de Electrodos:


- Loop
- Rectangular / Cuadrado
- Triangular
- Bola




RECTANGULAR / CUADRADO



LOOP



BOLA



TRIANGULAR

Rx ONLY



este producto no fue
hecho con látex de
caucho natural



0120

STERILE

EO



TIPOS DE ELECTRODOS



Electrodo Asa Dolphin Bola 13cm

Código	Descripción Producto	Medida	Presentación
DMB000003	ELECTRODO ASA DOLPHIN BOLA	3 mm	Caja x 10 unidades
DMB000005	ELECTRODO ASA DOLPHIN BOLA	5 mm	Caja x 10 unidades



Electrodo Asa Dolphin Loop® 13cm

Código	Descripción Producto	Medida	Presentación
DML000505	ELECTRODO ASA DOLPHIN LOOP®	5 x 5 mm	Caja x 10 unidades
DML001005	ELECTRODO ASA DOLPHIN LOOP®	10 x 5 mm	Caja x 10 unidades
DML001008	ELECTRODO ASA DOLPHIN LOOP®	10 x 8 mm	Caja x 10 unidades
DML001010	ELECTRODO ASA DOLPHIN LOOP®	10 x 10 mm	Caja x 10 unidades
DML001508	ELECTRODO ASA DOLPHIN LOOP®	15 x 8 mm	Caja x 10 unidades
DML001510	ELECTRODO ASA DOLPHIN LOOP®	15 x 10 mm	Caja x 10 unidades
DML001512	ELECTRODO ASA DOLPHIN LOOP®	15 x 12 mm	Caja x 10 unidades
DML001515	ELECTRODO ASA DOLPHIN LOOP®	15 x 15 mm	Caja x 10 unidades
DML002008	ELECTRODO ASA DOLPHIN LOOP®	20 x 8 mm	Caja x 10 unidades
DML002010	ELECTRODO ASA DOLPHIN LOOP®	20 x 10 mm	Caja x 10 unidades
DML002012	ELECTRODO ASA DOLPHIN LOOP®	20 x 12 mm	Caja x 10 unidades
DML002015	ELECTRODO ASA DOLPHIN LOOP®	20 x 15 mm	Caja x 10 unidades
DML002020	ELECTRODO ASA DOLPHIN LOOP®	20 x 20 mm	Caja x 10 unidades
DML002510	ELECTRODO ASA DOLPHIN LOOP®	25 x 10 mm	Caja x 10 unidades
DML002515	ELECTRODO ASA DOLPHIN LOOP®	25 x 15 mm	Caja x 10 unidades
DML002520	ELECTRODO ASA DOLPHIN LOOP®	25 x 20 mm	Caja x 10 unidades



Electrodo Asa Dolphin Triangular 13cm

Código	Descripción Producto	Medida	Presentación
DMF00050	ELECTRODO ASA DOLPHIN TRIANGULAR SMALL	18 x 10 mm	Caja x 10 unidades
DMF00100	ELECTRODO ASA DOLPHIN TRIANGULAR MEDIUM	15 x 12 mm	Caja x 10 unidades
DMF00200	ELECTRODO ASA DOLPHIN TRIANGULAR LARGE	18 x 15 mm	Caja x 10 unidades
DMF00300	ELECTRODO ASA DOLPHIN TRIANGULAR MEDIUM/LARGE	20 x 12 mm	Caja x 10 unidades



Electrodo Asa Dolphin Rectangular / Cuadrado 13cm

Código	Descripción Producto	Medida	Presentación
DMS001005	ELECTRODO ASA DOLPHIN RECTANGULAR	10 x 5 mm	Caja x 10 unidades
DMS001008	ELECTRODO ASA DOLPHIN RECTANGULAR	10 x 8 mm	Caja x 10 unidades
DMS001010	ELECTRODO ASA DOLPHIN CUADRADO	10 x 10 mm	Caja x 10 unidades

Electrodo Asa Dolphin Punta Aguja Fina


Código	Descripción Producto	Medida	Presentación
DM000BZ71	ELECTRODO ASA DOLPHIN PUNTA AGUJA FINA (CORTO)	12 x 5 cm	Caja x 10 unidades
DM00YZ150	ELECTRODO ASA DOLPHIN PUNTA AGUJA FINA (LARGO)	5,5 cm	Caja x 10 unidades

Electrodo Asa Dolphin Punta Paleta

Código	Descripción Producto	Medida	Presentación
DM000BD71	ELECTRODO ASA DOLPHIN PUNTA PALETA (CORTO)	12 x 5 cm	Caja x 10 unidades
DM00YD150	ELECTRODO ASA DOLPHIN PUNTA PALETA (LARGO)	5,5 cm	Caja x 10 unidades



ACCESORIOS



Lija limpiadora de puntas electroquirúrgicas

Código	Descripción Producto	Medida	Presentación
DMLQ05060	LIJA LIMPIADORA PUNTAS ELECTROQUIRURGICA ESTÉRIL	5 x 6 cms	Caja x 50 unidades



Stingray Placa Paciente

Código	Descripción Producto	TIPO	Presentación
DMP000100	Stingray Placa paciente sin cable	Monopolar	Caja x 25 unidades



BOLIVIA

📍 Clotilde Velasco 4760
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

☎ (591-3) 342 2120

✉ ventasdmb@dolphinmedical.com

🌐 www.dolphinmedical.com

CHILE

📍 Callao 2970 Of. 806
Las Condes - Santiago - Chile

☎ (56 2) 2952 0165

✉ ventas@dolphinmedical.com

🌐 www.dolphinmedical.com

COLOMBIA

📍 Cra 67 No 167-61 Of 607
Bogotá - Colombia

☎ (57 1) 31 3412 3620

✉ ventasdmc@dolphinmedical.com

🌐 www.dolphinmedical.com

PERÚ

📍 Jr. Diana M.Z.A D2 lote. 25 INT.
2 URB Santa María de surco (piso3)
Santiago de surco, Lima

☎ (51) 9 4027 5805

✉ ventasdmp@dolphinmedical.com

🌐 www.dolphinmedical.com



Dolphin Medical

BGININ-100621-REV-003