

## ESENTA™

ESENTA™ SKIN BARRIER WIPES STING FREE  
BARRERAS CUTÁNEAS ESENTA STING FREE TOALLITAS

### DESCRIPCIÓN

Toallitas para proteger la piel sin irritaciones ESENTA™



### Características

- Protege la piel hasta por 72 horas.
- Fórmula basada en silicona.
- Crea una barrera transpirable que protege la piel de los daños causados por adhesivos, residuos corporales y enzimas.
- Fácil de aplicar y retirar.
- No acumulan residuos, ni se adhieren a los pliegues de la piel.
- Se seca en rápidamente (en 30 segundos) para formar una película duradera de silicona.
- Se recomienda aplicar cada 12-72 horas, dependiendo de las condiciones de la superficie de la piel.
- Seguro y eficaz incluso con uso frecuente.
- Crea una superficie limpia sin afectar la adhesión del próximo material o apósito.
- Alivia la piel enrojecida y dolorida.
- Reduce el picor.
- No se fabrica con látex de caucho natural
- No contiene siloxanos D5
- Amigable con el medio ambiente.

### Componentes

94,75% Hexamethyldisiloxane, HMDSO  
5% Trimethylated Silica, TMS  
(Trimethylsiloxysilicate)  
0,25% Zanthalene

### Uso previsto

Protección de la piel frente a los daños asociados a los desechos corporales, enzimas y adhesivos.

### Instrucciones de Uso

1. Limpie la piel y séquela bien.
2. Desgarre el sobre para abrirlo y despliegue la toallita.
3. Limpie suavemente el área que se va a proteger y espere hasta que se seque.

## ESENTA™

ESENTA™ SKIN BARRIER WIPES STING FREE  
BARRERAS CUTÁNEAS ESENTA STING FREE TOALLITAS

## Precauciones

- Este producto es para un solo uso y no debe reutilizarse. Su reutilización puede aumentar el riesgo de infección y contaminación cruzada. Las propiedades físicas del producto podrían ya no ser óptimas para el uso previsto. Tras su uso, este producto puede suponer un riesgo biológico. Utilícelo y deséchelo de acuerdo con las prácticas médicas aceptadas, y la legislación y los reglamentos locales.
- Evite el uso directo en lechos de heridas.
- Evitar su uso sobre superficies cutáneas delicadas o sensibles (ojos, boca, oídos, nariz, vagina).
- En caso de duda, haga una prueba en un área pequeña antes de su uso.
- Si se produce irritación cutánea, interrumpa su uso y consulte a un profesional de la salud.
- Solo para uso externo.

| Esterilidad         | Registros Sanitarios Región Andina                                                                | Vida Útil | Condiciones de almacenamiento                                                              |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producto no estéril | <b>Colombia:</b> INVIMA 2021DM-0024229<br><b>Ecuador:</b> 12572-DME-1221<br><b>Perú:</b> DM22741E | 4 años    | Protéjase contra la exposición externa, como altas temperaturas. Radiación UV / luz solar. |

**Empaque Primario**  
Material de empaque: Plástico y papel

| REF (ICC) | Descripción                           | Código de identificación | Dimensiones<br>[Largo x Ancho x Alto] | Peso (g) |
|-----------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------|
| 423282    | ESENTA™ sting free skin barrier wipes | N/A                      | 8 cm x 0,2 cm x 6 cm                  | 3        |

- Consulta con tu representante la disponibilidad de referencias en tu país.

**Empaque Secundario**

Material de empaque: Caja plegadiza de cartón

| REF (ICC) | Descripción                           | Código de identificación | Dimensiones<br>[Largo x Ancho x Alto] | Peso (g) | Unidades<br>por caja |
|-----------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------|----------------------|
| 423282    | ESENTA™ sting free skin barrier wipes | 768455170029             | 10,2 cm x 6 cm x 8,4 cm               | 100      | 30                   |

**Empaque Terciario**

Material de empaque: Caja corrugada de cartón

| REF (ICC) | Descripción                           | Código de identificación | Dimensiones<br>[Largo x Ancho x Alto] | Peso (kg) | Caja<br>máster por |
|-----------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------|
| 423282    | ESENTA™ sting free skin barrier wipes | 10768455170026           | 21,5 cm x 32 cm x 18 cm               | 3,1       | 20                 |

## ESENTA™

ESENTA™ SKIN BARRIER WIPES STING FREE  
BARRERAS CUTÁNEAS ESENTA STING FREE TOALLITAS



ConvaTec Limited  
First avenue, Deeside Industrial Park  
Deeside, Flintshire, CH5 2NJ, UK

[www.convatec.com](http://www.convatec.com)



### Fabricantes:

ConvaTec Limited – Reino Unido  
HYDROKEM AEROSOLS LTD – Reino Unido  
WALTERS HOUGHTON LTD – Reino Unido



### Importadores:

CONVATEC COLOMBIA LTDA  
CONVATEC ECUADOR S.A.  
CONVATEC PERÚ S.A.C.

\*Consultar registro sanitario de cada país

**Para más información sobre nuestros productos, por favor póngase en contacto con su representante de ventas ConvaTec.**

Con reservas por errores de imprenta y alteraciones en las especificaciones de los productos. Versión impresa no controlada.

Todas las marcas y logotipos son propiedad del Grupo ConvaTec.

Material exclusivo para profesionales de la salud.

FUENTE: Datafile Convatec