

1. Información general

Nombre comercial	GRAPADORA DE PIEL APPOSE
Marca / Fabricante	COVIDIEN- AUTOSUTURE
Número de registro INVIMA	2013DM-0010508
Clasificación del riesgo	IIA
Código GMDN	46332

2. Descripción del producto



Appose es una grapadora de piel de un solo uso que dispara una grapa en el momento que el gatillo es activado. Las grapas penetran primero la piel y después son formadas, manteniendo los bordes de la piel unidos hasta que complete su proceso de cicatrización .

DESCRIPCION TECNICA

- Material de las grapas es Acero Inoxidable.
- Cada grapadora contiene 35 grapas.
- Cartucho transparente para mayor visualización de las grapas.
- Tamaño de Grapas: Tejido grueso y tejido delgado.
- Las grapas se deben ser retiradas con un removedor de grapas diseñado exclusivamente para una remoción fácil y sin dolor.
- Desechable.

Fecha
efectivaFecha de próxima
revisión

Página 2 de 2

3. Especificaciones	
Aplicaciones	Diseñada para el afrontamiento de los bordes de cualquier herida hasta lograr el cierre permanente de la herida.
Presentación del producto	Unidad
Referencias	Código de barras
8886803712	7707281602673

Originado por: Marcela Ardila	Fecha: 11-10-2011	Aprobado por: Gisela Mendoza	Fecha:
Revisado por: Felipe Manchola	Fecha:	Aprobado por:	Fecha: