

**REGISTRO SANITARIO:**

INVIMA 2023DM-0001569-R2

Clasificación de Riesgo: Ila-Invasivo

Vigencia: 23 de enero 2033

REFERENCIAS:

- Jeringa Punta Catéter en todos los volúmenes.

PROPÓSITO: Dispositivo médico sin aguja para administrar soluciones o medicamentos; para extracción de líquidos o fluidos en el organismo como en la evacuación gástrica o lavado gástrico por intoxicación. . También se usa para lavados vesicales en pacientes con obstrucción o hematuria (sangre en orina) evitando así la formación de coágulos y para procesos de alimentación por vía enteral a través de una sonda nasogástrica

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO :

- Tubo transparente alargado de polipropileno grado medico, de punta catéter.
- Empaque individual.
- Con marcación de cc
- Capacidad máxima 60 cc
- Embolo con alas de sujeción para fácil agarre
- Esterilizado con ETO
- De un sólo uso.
- En el extremo cuenta con un pistón con embolo sin aguja.
- Con adaptador luer liso, (conexión Luer slip) que permite el acople a cualquier tipo de sonda.

FABRICANTES:

Changzhou Huichun Medical Equipment Co., Ltd.

COMPONENTES Y MATERIALES:

- Tubo: Polipropileno grado médico
- Embolo: Polipropileno grado medico
- Pistón: Caucho sintético para uso medico libre de látex

INDICACIONES DE USO:

- Aplicar técnica de lavado de manos.
- Usar guantes de examen o estériles según corresponda, para manipulación del dispositivo y procedimientos.
- Verificar que el empaque esté en perfecto estado en caso contrario desechar el producto.
- Abrir el empaque por el extremo y retirar la jeringa.
- Acople la jeringa al dispositivo medico (si aplica).
- Hale el embolo lentamente para llenar la jeringa.
- Empuje el embolo hasta el final para administrar la dosis correctamente.
- Después de su uso desechar la jeringa en un recolector.

TIEMPO DE VIDA ÚTIL

Este producto tiene una vida útil de 5 años. Se garantiza siempre y cuando el empaque esté intacto y se mantengan las condiciones de almacenamiento indicadas por el fabricante



Guantes



Infusión



Respiratoria



Laboratorio



Urología

Cuidado
Personal

Digital



Electrocirugía

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Conservar el producto en el empaque original.
- No almacenar ni utilizar este producto si está vencido.
- Protegerlo de temperaturas superiores a 28°C.
- Humedad relativa permanente: máximo 65%
- Los estantes donde se almacene este producto, deben estar 30 cm alejados del piso.
- El empaque del producto se verá afectado si lo expone a luz solar o luces brillantes por encima de 400W.
- No exponga esta unidad a contacto con antisépticos a base de aceites, fenoles o sus derivados, grasas, derivados del petróleo o compuestos relacionados.
- No exponga esta unidad a contacto con sustancias volátiles que sean fácilmente absorbidas por el empaque, como, por ejemplo: pinturas, pegantes, disolventes como thinner, varsol, gasolina, etc.; porque no solo pueden afectar el empaque sino también el producto.
- Los sifones del área de almacenamiento deben estar equipados con rejillas para evitar contaminación del producto por olor y/o proliferación de plagas.

ADVERTENCIAS, PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES

- Descartar después de usar.
- Mantener las condiciones de almacenamiento.
- No utilizar el producto si el empaque se encuentra dañado o en mal estado.

ESTANDARES CALIDAD FABRICANTE:

- ISO 13485:2003: Dispositivos médicos- sistema de gestión de calidad- Requisitos para propósitos regulatorios

ESPECIFICACIONES TECNICAS

No	Descripción
1	Embolo: Fabricada en polipropileno grado medico , junto con el pistón permiten el desalojo de las sustancias en el organismo o dispositivo medico.
2	Lubricadas de acuerdo a las normas ISO 7886 e ISO 8537
3	Libres de DEHP y látex de caucho natural.
4	Estilizadas en Oxido de etileno (E.O)
5	Calidad: Es atoxico, libre de pirógenos, no produce irritación ni sensibilización

PRESENTACIONES COMERCIALES

CODIGO SAP	REFERENCIA	CODIGO UNIDAD		CODIGO SUBEMPAQUE		CODIGO CORRUGADO	
414102385	Jeringa punta cateter x 60mL	7702037103701	1 unidad	17702037103708	25 unidades	27702037103705	400 unidades.



Guantes



Infusión



Respiratoria



Laboratorio



Urología



Cuidado
Personal



Digital



Electrocardiografía

Av. Calle 26 No. 57 – 83 Torre 7 Piso 4 – Bogotá D.C. – Colombia

Tel.: (057) 260 11 00 Fax: (051) 570 2727

www.precisioncare.com.co