

FICHA TECNICA



POLIPROPILENO, azul monofilamento , No absorbible sintético

Polipropileno azul monofilamento es flexible y de anudado seguro. Extremadamente bien tolerado. Su superficie suave y uniforme permite el paso a través de los tejidos sin esfuerzo con un trauma mínimo.

Nombre del Producto	Polipropileno
Fabricante	Assut Medical Ltda,
Ubicación Fabricante	Diagonal 2 sur N° 11-99, Cajicá Cundinamarca, Colombia
Descripción del producto	Sutura estéril monofilamento no absorbible
Color	Teñido con azul (anthraquinone, ci N° 61568) o claro
Composición Química	Elaborado en un isotactic crystalline stereoisomer of polypropylene (Lineal de poliolefina sintética)
Recubrimiento	Ninguno
Características Generales	Polipropileno azul monofilamento es flexible y de anudado seguro. Extremadamente bien tolerado, su superficie uniforme y suave permite un paso fácil a través de los tejidos y con un mínimo de trauma. Cumple con los requisitos de la Farmacopea Europea (EP) como con la Farmacopea Americana (USP) para Suturas Quirúrgicas No absorbibles.
Aplicación	El polipropileno es generalmente usado en suturas y ligamientos de piel y tejidos blandos, incluyendo neurocirugía, oftalmología y cardiovascular.
Absorción	No absorbible
Piel/Reacción Tisular	Polipropileno azul puede causar una pequeña reacción inflamatoria en el tejido seguida por una lenta encapsulación progresiva por fibras conectivas del tejido.
Esterilidad	Por gas Oxido de Etileno (EO)
Empaque	Empaque Primario y Secundario: Doble sobre elaborado en PET/PE Tyvek
Tamaño	E.P. 0,2 a 5 USP 10-0 a -2-
Vida Util	5 años
Almacenamiento	Mantenga en un lugar seco alejado de fuentes directas de calor
Sistema - Producción	Según EN ISO 13485
Otros	Polipropileno azul esta disponible en diferentes grosores y longitudes con agujas de acero inoxidable de varios tamaños y tipos. Vea el catalogo general "Assut sutures"

DESCRIPCION PRODUCTO MARCA ASSUT SUTURES

REF.9586 **POLYPROPYLENE** (POLYPROPILENO) **0 TS-30** Aguja curva 3/8c punta **CORTANTE** de 30mm, HEBRA azul DE **75CMS**

REF.9336 **POLYPROPYLENE** (POLYPROPILENO) **0 HRG-27**, Aguja Curva 1/2c punta **REDONDA** de 27mm diametro grueso, HEBRA azul DE **75CMS** homologa (CT2/8412T)(GS-22/CP-412)(HR-26s)

REF.9346 **POLYPROPYLENE** (POLYPROPILENO) **0 HRG-38**, Aguja Curva 1/2c punta **REDONDA** de 38mm, HEBRA azul DE **75CMS** homologa (CT1/8424T)(GS-21/CP-424)(HR-37s)

REF.9346N POLYPROPYLENE (POLYPROPILENO) 0 HRG-38 , Aguja Curva 1/2c punta REDONDA de 38mm, HEBRA azul DE 90CMS homologa (CT1)
REF.9347 POLYPROPYLENE (POLYPROPILENO) 1 HRG-38 , Aguja Curva 1/2c punta REDONDA de 38mm, HEBRA azul DE 75CMS homologa (CT1/8425T)(GS-21/CP-425)(HR-37s)
REF.9587 POLYPROPYLENE (POLYPROPILENO) 1 TS-30 Aguja curva 3/8c punta CORTANTE de 30mm, HEBRA azul DE 75CMS
REF.9348 POLYPROPYLENE (POLYPROPILENO) 2 HRG-38 , Aguja Curva 1/2c punta REDONDA de 38mm, HEBRA azul DE 75CMS homologa (CT1)(GS-21)(HR-37s)
REF.93418 POLYPROPYLENE (POLYPROPILENO) 2 HRG-40 , Aguja Curva 1/2c punta REDONDA de 40mm, HEBRA azul DE 75CMS
REF.93438 POLYPROPYLENE (POLYPROPILENO) 2 HRG-50 , Aguja Curva 1/2c punta REDONDA de 50mm, HEBRA azul DE 75CMS
REF.9335 POLYPROPYLENE (POLYPROPILENO) 2/0 HRG-27 , Aguja Curva 1/2c punta REDONDA de 27mm diametro grueso, HEBRA azul DE 75CMS homologa (CT2/8411T)(GS-22/CP-411)(HR-26s)
REF.9345 POLYPROPYLENE (POLYPROPILENO) 2/0 HRG-38 , Aguja Curva 1/2c punta REDONDA de 38mm, HEBRA azul DE 75CMS homologa (CT1/8423T)(GS-21/CP-423)(HR-37s)
REF.9845 POLYPROPYLENE (POLYPROPILENO) 2/0 RS-58 , Aguja RECTA punta CORTANTE de 58mm, HEBRA azul DE 75CMS homologa (KS/8623H)(SC-2/SP-623)(GS-60)
REF.9565F POLYPROPYLENE (POLYPROPILENO) 2/0 TS-24 Aguja curva 3/8c punta CORTANTE de 24mm, HEBRA azul DE 45CMS homologa (SC-26/8185T)(C-15/SP-868)(DS-24)
REF.9565 POLYPROPYLENE (POLYPROPILENO) 2/0 TS-24 Aguja curva 3/8c punta CORTANTE de 24mm, HEBRA azul DE 75CMS homologa (SC-26)(C-15)(DS-24)
REF.9844 POLYPROPYLENE (POLYPROPILENO) 3/0 RS-58 , Aguja RECTA punta CORTANTE de 58mm, HEBRA azul DE 75CMS homologa (KS/8622H)(SC-2/SP-622)(GS-60)
REF.9554 POLYPROPYLENE (POLYPROPILENO) 3/0 TS-19 Aguja curva 3/8c punta CORTANTE de 24mm, HEBRA azul DE 75CMS homologa (PS-2)
REF.9564F POLYPROPYLENE (POLYPROPILENO) 3/0 TS-24 Aguja curva 3/8c punta CORTANTE de 24mm, HEBRA azul DE 45CMS homologa (PS-1/P8663)(SC-24)(C-14/P-14)(DS-24)
REF.9564 POLYPROPYLENE (POLYPROPILENO) 3/0 TS-24 Aguja curva 3/8c punta CORTANTE de 24mm, HEBRA azul DE 75CMS homologa (PS-1/SC-24)(C-14/P-14)(DS-24)

REF.9254 POLYPROPYLENE (POLYPROPILENO) 3/0 HR-27 , Aguja Curva 1/2c punta REDONDA de 27mm, HEBRA azul DE 75CMS homologa (SH)(HR-26/0090041)
REF.9533F POLYPROPYLENE (POLYPROPILENO) 4/0 TS-15 Aguja curva 3/8c punta CORTANTE de 15mm, HEBRA azul DE 45CMS homologa (PS-2/P8682T)(DS-16)
REF.9553F POLYPROPYLENE (POLYPROPILENO) 4/0 TS-19 Aguja curva 3/8c punta CORTANTE de 19mm, HEBRA azul DE 45CMS homologa (PS-2/P8682T-8183T)(P-12/SP56826)(DS-19)
REF.9553 POLYPROPYLENE (POLYPROPILENO) 4/0 TS-19 Aguja curva 3/8c punta CORTANTE de 19mm, HEBRA azul DE 75CMS homologa (PS-2)(P-12)(DS-19)
REF.9522F POLYPROPYLENE (POLYPROPILENO) 5/0 TS-12 Aguja curva 3/8c punta CORTANTE de 12mm, HEBRA azul DE 45CMS homologa (P3/P8698T)(P-13/SP-5698)(DS-12)
REF.9532F POLYPROPYLENE (POLYPROPILENO) 5/0 TS-15 Aguja curva 3/8c punta CORTANTE de 15mm, HEBRA azul DE 45CMS homologa (SC-16/8114TT)(P-11/SP-5681)(DS-16)
REF.9552F POLYPROPYLENE (POLYPROPILENO) 5/0 TS-19 Aguja curva 3/8c punta CORTANTE de 19mm, HEBRA azul DE 45CMS homologa (PS-2/P8686T)(P-12/C-13)(DS-19)
REF.9552 POLYPROPYLENE (POLYPROPILENO) 5/0 TS-19 Aguja curva 3/8c punta CORTANTE de 19mm, HEBRA azul DE 75CMS homologa (PS-2)(P-12/C-13)(DS-19)
REF.9521F POLYPROPYLENE (POLYPROPILENO) 6/0 TS-12 Aguja curva 3/8c punta CORTANTE de 12mm, HEBRA azul DE 45CMS homologa (P1/P8697T)(P-10/SP-1697)(DS-12)
REF.95201F POLYPROPYLENE (POLYPROPILENO) 6/0 TS-12P Aguja curva 3/8c punta CORTANTE Precision Point de 12mm, HEBRA azul DE 45CMS
REF.9531F POLYPROPYLENE (POLYPROPILENO) 6/0 TS-15 Aguja curva 3/8c punta CORTANTE de 15mm, HEBRA azul DE 45CMS homologa (SC-16/8160T)(DS-16)
REF.9895N POLYPROPYLENE (POLYPROPILENO) 2/0 2*HR-27 Doble aguja 1/2c punta REDONDA de 27mm, HEBRA azul DE 90CMS homologa (SH/SH)
REF.9894N POLYPROPYLENE (POLYPROPILENO) 3/0 2*HR-27 Doble aguja 1/2c punta REDONDA de 27mm, HEBRA azul DE 90CMS homologa (SH/SH 8522T)(V-20/VP-522-X)
REF.9873N POLYPROPYLENE (POLYPROPILENO) 4/0 2*HR-17 Doble aguja 1/2c punta REDONDA de 17mm, HEBRA azul DE 90CMS homologa (RB1/RB1 9557T)(CV-23/VP-557-X)
REF.9893N POLYPROPYLENE (POLYPROPILENO) 4/0 2*HR-27 Doble aguja 1/2c punta REDONDA de 27mm, HEBRA azul DE 90CMS homologa (SH/SH 8521T)(V-20/VP-521-X)

REF.9872N POLYPROPYLENE (POLYPROPILENO) 5/0 2*HR-17 Doble aguja 1/2c punta REDONDA de 17mm, HEBRA azul DE 90CMS homologa (RB1/RB1 8556T)(CV-23 VP-556-X)
REF.9992 POLYPROPYLENE (POLYPROPILENO) 5/0 2*TR-13 Doble aguja 3/8c punta REDONDA de 13mm, HEBRA azul DE 75CMS homologa (C1/C1 8720T)(CV-11 VP-720-X)(2*DR-12)
REF.9603895 POLYPROPYLENE (POLYPROPILENO) 5/0 2*TRM-13 Doble aguja 3/8c punta REDONDA de 13mm MICROPOINT, HEBRA azul DE 75CMS
REF.9991 POLYPROPYLENE (POLYPROPILENO) 6/0 2*TR-13 Doble aguja 3/8c punta REDONDA de 13mm, HEBRA azul DE 75CMS homologa (C1/C1 8726T)(KV-11 VP-728-X)
REF.99901 POLYPROPYLENE (POLYPROPILENO) 6/0 2*TSR-12 Doble aguja 3/8c punta TROCAR (cutting taper) de 12mm, HEBRA azul DE 75CMS homologa (CC1/CC1 8707H)
REF.954906 POLYPROPYLENE (POLYPROPILENO) 6/0 2*TRM-10 Doble aguja 3/8c punta REDONDA de 10mm MICROPOINT, HEBRA azul DE 60CMS homologa (BV1 visiblack M8805T)(CV1-VP73X/VP-709X)(2*DR-10)
REF.954907 POLYPROPYLENE (POLYPROPILENO) 7/0 2*TRM-10 Doble aguja 3/8c punta REDONDA de 10mm MICROPOINT, HEBRA azul DE 60CMS homologa (BV1 Master M8702T)(CV1-VP702X)(2*DR-10)
REF.91051488 POLYPROPYLENE (POLYPROPILENO) 8/0 2*TRM-6,5 Doble aguja 3/8c punta REDONDA de 6,5mm MICROPOINT, HEBRA azul DE 45CMS homologa(BV-130-5/8730T/8732H)