

PROLENE*



Sutura

Sutura no absorbible de polipropileno PROLENE*.

Tipos

Monofilamento.

Color del Material

Azul.

Materia Prima

Esteroisómero isotáctico cristalino de polipropileno.

Retención De La Fuerza Tensil In Vivo

Indefinida, no está sujeta a degradación o debilitamiento por enzimas tisulares.

Tiempo De Absorción

No absorbible.

Reacción Tisular

Reacción inflamatoria aguda mínima.

Usos Frecuentes

Para aproximación y/o ligadura de tejidos, incluyendo uso en procedimientos cardiovasculares, oftálmicos y neurológicos.

Calibre

8/0 hasta 2.

Color Del Empaque

Azul profundo.

PROLENE*

Sutura No Absorbible (Polipropileno)


Reverso Cortante - PRIME



Aguja	Material	Longitud	CALIBRE							
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2
P-1 3/8 circ. 11,0 mm 	Azul Monofilamento	45 cm	P8697T							
P-3 3/8 circ. 13 mm  MultiPass*	Azul Monofilamento	45 cm		P8698T						
PS-1 3/8 circ. 24,0 mm  MultiPass*	Azul Monofilamento	45 cm				P8663T				
PS-2 3/8 circ. 19,0 mm  MultiPass*	Azul Monofilamento	45 cm			P8682T					
PS-3 3/8 circ. 16,0 mm 	Azul Monofilamento	45 cm		P8681T						

Reverso Cortante



Aguja	Material	Longitud	CALIBRE							
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2
SC-16 3/8 circ. 16 mm 	Azul Monofilamento	45 cm	8160T	8114T						
SC-20 3/8 circ. 19,0 mm 	Azul Monofilamento	45 cm			8183T					
SC-24 3/8 circ. 24,0 mm 	Azul Monofilamento	45 cm				8184T				
SC-26 3/8 circ. 26,0 mm 	Azul Monofilamento	45 cm					8185T			
LR 3/8 circ. 75,0 mm  Azul Monofilamento		3x50 cm								3846G ⁴

4 - Múltiples hebras

PROLENE*

Sutura No Absorbible (Polipropileno)

Ahusada


Aguja	Material	Longitud	CALIBRE							
			8-0	7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0
(2)BV130-5 3/8 circ. 6,5 mm 	Azul Monofilamento	45 cm	8730T							
(2) BV175-6 3/8 circ. 8,0 mm 	Azul Monofilamento	45 cm	8740H	8734H						
		45 cm	8741H ¹	8735H						
(2) BV175-8 3/8 circ. 9,3 mm 	Azul Monofilamento	45 cm	8752H	8746H						
		60 cm		8747H						
		75 cm		8755H						
(2)BV-1 Master 3/8 circ. 9,3 mm 	Azul Monofilamento	60 cm		M8304T VB		9702H HS				
				M8702T	M8805T					
(2)TF-1 1/2 circ. 10,0 mm 	Azul Monofilamento	75 cm				7831T				
(2)TF-4 1/2 circ. 8,0 mm 	Azul Monofilamento	60 cm		7817T						
		75 cm			7816T					
(2)C-1 Master 3/8 circ. 13,0 mm 	Azul Monofilamento	60 cm		M8727T						
		75 cm			M8306T VB M8706T					
(2)C-1 3/8 circ. 13,0 mm 	Azul Monofilamento	75 cm					9706H HS			

HS = Hemoseal
VB = Visiblack

PROLENE*

Sutura No Absorbible (Polipropileno)

Ahusada

Aguja	Material	Longitud	CALIBRE							
			8-0	7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0
(2) TF-1 1/2 circ. 10,0 mm		Azul Monofilamento	75 cm				7831T			
(2) TF-4 1/2 circ. 8,0 mm		Azul Monofilamento	75 cm		7816T					
			60 cm	7817T						
(2)RB-1 Master 1/2 circ. 17,0 mm		Azul Monofilamento	75 cm		9556T	9557T	9558T			
SH 1/2 circ. 26,0 mm		Azul Monofilamento	75 cm				8832T	8833T	8834T	
(2)SH Master 1/2 circ. 26,0 mm		Azul Monofilamento	90 cm			8521T	8522T	8523T		
CT-1 1/2 circ. 36,4 mm		Azul Monofilamento	75 cm					8423T	8424T	8425H

Aguja Quirúrgica TAPERCUT

Aguja	Material	Longitud	CALIBRE							
			8-0	7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0
(2) V-5 1/2 circ. 17,0 mm		Azul Monofilamento	90 cm				8934H	8935H	8936H	
(2) V-7 1/2 circ. 26,0 mm		Azul Monofilamento	90 cm					8975H	8976H	

5 Almohadilla de Teflón (3mmx3mmx1.5mm)