

PAPEL GRADO MÉDICO MIXTO PLANO

DISEÑADO PARA SER UTILIZADO EN ESTERILIZACIÓN EN AUTOCLAVES A VAPOR HÚMEDO, ÓXIDO DE ETILENO y FORMALDEHIDO.

PRODUCTO: PAPEL TIPO PLANO
MARCA: IMSUMHOS
IMPORTADOR: IMSUMHOS S.A.S
DISTRIBUIDOR: IMSUMHOS S.A.S

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS

Fabricado en CPP/PET, norma de calidad EN865-5, tamaño del poro es no superior a 0,52 micrones, una cara del papel es de 60g, Film de 0,52mm

Papel compuesto por una película de poliéster más polipropileno y papel grado médico.

Compuesto en un 95% de fibra virgen, celulosa blanqueada creando una barrera antimicrobiana multiresistente

Indicadores químicos laterales que cambian de acuerdo al proceso de esterilización, para Vapor de azul vira a negro / negro verdoso, para Oxido de Etileno de rosa vira a amarillo y Formaldehido de rojo vira a verde. Temperatura de sellado 170 °C / 180°C.



PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Punto de Ebullición: N / A
Gravedad Específica (H2O = 1): 1.0
Presión de Vapor (mm Hg) : N / A
Punto de Congelación: N / A
% Volátil por peso: 0
PH: 5.5 a 6.5 en solución, o 7.0
Densidad de vapor (Aire = 1) : N / A
Tasa de evaporación: N / A
Solubilidad en Agua: no es soluble
Apariencia y olor: Papel Blanco, sin olor .

ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco a una temperatura entre 15 y 25 °C, máximo 30 ° C antes de su uso, después de usado entre 15 y 25 °C .

MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO

Medios extinción adecuado: Agua pulverizada, espuma, dióxido de carbono (CO2) , polvo seco.

Peligros específicos: La combustión produce humos nocivos y tóxicos, monóxido de carbono.

TOXICIDAD

No tóxico

COMPOSICIÓN

INGREDIENTES	CASNo.	Wt.Porcent
Fibra virgen	9004-36-4	90-95%
Agua	7732185	4-6%
Aditivos	Ninguno	<2%

PRESENTACIÓN

50mm x 200m	75mm x 200m	100mm x 200m
120mm x 200m	150mm x 200m	200mm x 200m
250mm x 200m	300mm x 200m	350mm x 200m
400mm x 200m		



imsumhos
Importadora de Suministros Hospitalarios y Esterilización

www.imsumhos.com ventas@imsumhos.com

Cali -Colombia