



PAPEL TÉRMICO ALTA SENSIBILIDAD PARA

DESFIBRILADOR - MINDRAY BENEHEARTH - D3 / D6

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

PRESENTACION:	ROLLO	TIPO DE SENSOR:	MAGNÉTICO (Marca Negra) ☐
MEDIDAS:	50 mm X 20 mts		ÓPTICO (Perforación) ☐
COLOR:	BLANCO		NO UTILIZA ☒

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ✓ Sensibilidad: Super Alta.
- ✓ Capa de protección: Sin topcoat - (No protegido / Sin Recubrimiento) .
- ✓ Duración / Durabilidad De Imagen: 7 años *.
- ✓ Velocidad impresión: Max. 12 inch / 300 mm por segundo.
- ✓ Estabilidad: Resistencia normal a influencias ambientales.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	VALOR	UNIDAD	MÉTODO
Gramaje	55 ± 4	g/m ²	ISO536
Calibre	55 ± 5	micrón	ISO534
Lisura (Becq.)	> 350	sec	ISO5627
Blancura (R 457)	> 87	%	ISO2469
Carga de rotura longitudinal (md)	> 47	N/15mm	ISO1924/1
Carga de rotura transversal (cd)	> 11	N/15mm	ISO1924/1
Opacidad	> 86	%	ISO2471
RESISTENCIA A INFLUENCIAS AMBIENTALES		ESTABILIDAD	
CLASE DE RESISTENCIA	CONDICIONES	IMAGEN	CONTRASTE
Calor	60°C/24h.	> 80%	> 75%
Humedad	40°C/90% r.h. /24h.	> 85%	> 85%
Luz incl. UV	10.000 kJ/m ²	> 90%	> 85%
COMPOSICIÓN DEL PAPEL Y CAPA TÉRMICA		PORCENTAJE %	
FORMADOR DE COLOR		0.5	
DESARROLLADOR		1.5	
SENSIBILIZADOR / CERAS		2	
PIGMENTOS INORGANICOS		15	
PIGMENTOS ORGÁNICOS		5	
PULPA		75	
FECULA		1	
PULPA / CELUSOSA		70% FIBRAS CORTAS	
		30% FIBRAS LARGAS	

TAPPI T 413Ash in Wood, Pulp, PAPER and paperboard: Combustion at 900 °C, / - ISO 2144 Paper, board and Pulps. Determination of Residue (ASH) on Ignition at 900°C, / ISO 1762 Paper, Board and Pulps. Determination of Residue (ASH) on Ignition at 525 °C, / ASTM 1102 Standard Test Method for Ash in Wood.

Fijo
+57(1) - 476 3777

Móvil
(+57) 321 3715940 / (+57) 312 5724466

Correo
painmedsas@gmail.com


Dirección
Carrera 58 Nro 5C-35, Bogotá, Colombia.



PAPEL TÉRMICO ALTA SENSIBILIDAD PARA


DESFIBRILADOR - MINDRAY BENEHEARTH - D3 / D6

SENSIBILIDAD ESTÁTICA



Rev: 5SA (Se reservan modificaciones)

SENSIBILIDAD DINÁMICA



Fecha: 14/ abril/ 2003 ref: DF



Tiempos de entrega: Entre 1 ó 5 días hábiles.



Cantidades mínimas por referencia.



Envíos a todo Sur América y América Central.



Pedidos con su marca personalizada.



+ 18 años de EXPERIENCIA



Fijo
+57(1) - 476 3777



Móvil
(+57) 321 3715940 / (+57) 312 5724466



Correo
painmedsas@gmail.com



Dirección
Carrera 58 Nro 5C-35, Bogotá, Colombia.