



1. Información general

Nombre comercial	ENDO CLIP II 10 MM
Marca / Fabricante	COVIDIEN- AUTOSUTURE
Número de registro INVIMA	2013DM-0010508
Clasificación del riesgo	III
Código GMDN	36126

2. Descripción del producto



Aplicador de clips automático de 10 mm para cirugía laparoscópica.

•DESCRIPCION TECNICA



- Posee eje transparente el cual permite visualizar los clips restantes.

- Eje rotatable de 360°

- Mandíbula Angulada 30°

- Permite realizar zona colangio.

- Diámetro disponible 10 mm.

- Posee 20 clips en titanio.

- Longitud aproximada de 31 cms.

- Clips con sistema súper Inter lock.

- Desechable.



Fecha
efectivaFecha de próxima
revisión

Página 2 de 2

3. Especificaciones

Aplicaciones	La pinza Endo Clip es un instrumento desechable utilizado en procedimientos para cirugía mínimamente invasiva, y su función específica es posicionar los clips para hemostasia definitiva.
Presentación del producto	Unidad
Referencias	Código de barras
176657	7707281605575