

## KANGAROO™

# SONDA ENTERAL CON PESO ENTRIFLEX

## Ficha Técnica

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Marca:                    | KANGAROO™ |
| Clasificación de riesgo:  | IIA       |
| Método de esterilización: | NE        |
| Vida útil:                | 60 meses  |

Sonda fabricada en material radiopaco de poliuretano con peso en la punta, indicada para la administración de nutrición, líquidos y medicamentos por vía enteral a pacientes que tienen un tracto digestivo intacto, pero que son físicamente incapaces de alimentarse mediante una masticación y deglución normales.

### 1. Información básica del producto

- Material 100% Poliuretano radiopaco:
  - Resiste a la destrucción de los jugos gástricos.
  - Facilidad de aspiración de los jugos gástricos sin que se colapse.
  - Brinda comodidad al paciente por ser flexible y suave.
  - Permite verificar su posición por Rx.
- Conector en Y puerto doble con codificación Lila:
  - Permite utilizar cualquier conector escalonado de nutrición, jeringa punta oral y punta catéter.
- Peso en la punta de acero inoxidable.
- Recubierto por lubricante Hydromer (polímetro hidrofílico seco patentado) que facilita la colocación y remoción de la sonda y el estilete.
- Cuatro agujeros de salida.
- Longitud de 109 cm, para utilizar hasta posición post-pilórica.
- Marcas de profundidad en centímetros.
- Libre de DEHP.

### 2. Otras especificaciones

- Uso exclusivo para administración de nutrición enteral.
- Active el Hydromer internamente inyectando 10ml de agua a través del estilete y externamente sumergiendo la punta durante al menos 5 segundos, puede además humedecer el cuerpo de la sonda para facilitar un paso más suave.



## 3. Presentación

| CÓDIGO     | MEDIDA DE LA Sonda EN (FR.) | PESO | LONGITUD     | UNIDAD DE MEDIDA |
|------------|-----------------------------|------|--------------|------------------|
| 8884720858 | 8 Fr                        | 3 g  | 43" (109 cm) | Caja x 10 Unid.  |
| 8884721088 | 10 Fr                       | 5 g  | 43" (109 cm) | Caja x 10 Unid.  |
| 8884721252 | 12 Fr                       | 5 g  | 43" (109 cm) | Caja x 10 Unid.  |

Número de Registro INVIMA 2021DM-0023768

Fecha Vencimiento Registro 18/06/2031

Fabricante: Covidien LLC- 15 Hampshire - USA.