

<b>QUIRUMEDICAS LTDA</b>	<b>FICHA TECNICA SUPRAGEL®</b>	<b>FECHA EMISION: 25-03-17</b>
Página 1 de 2		<b>VERSIÓN: 3</b>

<b>DESCRIPCION</b>	Alcohol en gel para antisepsia de manos (Alcohol glicerinado)
<b>COMPOSICION</b>	Cada 100 cc de SUPRAGEL® contienen: Alcohol isopropílico 70 cc (equivalente a 63 g) Alcohol etílico 5 cc Emolientes (glicerina) y acondicionadores de humedad
<b>ESPECIFICACIONES TECNICAS</b>	<p><b>DESCRIPCION:</b> Semisólido transparente, incoloro, olor característico a alcohol isopropílico, no presenta partículas ni materia extraña en suspensión. Puede presentar burbujas de aire incorporado.</p> <p><b>VISCOSIDAD (20°C):</b> 1600 – 2300 cps (Brookfield, Aguja No. 3, 50 rpm a 20°C)</p> <p><b>SOLUBILIDAD:</b> Miscible en todas proporciones con agua. Miscible en solventes orgánicos.</p> <p><b>GRAVEDAD ESPECÍFICA (20°):</b> 0.872 – 0.884</p> <p><b>INFLAMABILIDAD:</b> Inflamable</p> <p><b>MICROBIOLOGIA:</b> Mesófilos..... &lt;10 ufc /g Patógenos.....Ausente Mohos y levaduras...Ausente</p>
<b>INDICACIONES DE USO</b>	Gel para antisepsia de manos por fricción (alcohol glicerinado). Acción antimicrobiana debida a la presencia de alcohol, se recomienda como alternativa cuando no sea posible el lavado de manos.
<b>PRECAUCIONES DE USO</b>	Uso externo. Manténgase alejado de los niños. Si presenta reacciones alérgicas suspenda su uso.
<b>CONTRAINDICACIONES</b>	Ninguna conocida
<b>REGISTRO SANITARIO</b>	INVIMA 2013M-0002318-R1
<b>CLASIFICACION DEL RIESGO (RES. 4725 / 05), DISPOSITIVOS MEDICOS</b>	No aplica: Es un medicamento
<b>BIODEGRADABILIDAD</b>	No disponible
<b>VIDA DE ANAQUEL</b>	Dos (2) años a partir de la fecha de fabricación
<b>VIDA UTIL DESPUES DE APERTURA</b>	60 días en condiciones óptimas de manejo y almacenamiento. En sistema cerrado (bolsa) vida útil: Hasta la fecha de vencimiento.

<b>QUIRUMEDICAS LTDA</b>	<b>FICHA TECNICA SUPRAGEL®</b>	<b>FECHA EMISION: 25-03-17</b>
Página 2 de 2		<b>VERSIÓN: 3</b>

<b>CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO</b>	Almacenar a temperatura inferior a 30°C, en ambiente ventilado, alejado de la llama, el producto es inflamable. Consérvelo en su envase original.
<b>PRESENTACION</b>	Galón x 3750 cc Bolsa x 1000 cc, 500 cc Frasco x 1000 cc, 500 cc, 240 cc, 60 cc



CLARA S. MEDINA T., Q.F. U.N.  
Directora Técnica /Jefe Aseguramiento de Calidad  
T.P. 04009062609860865