

1. Información General



Producto (Según Registro Sanitario)	Grapas, Grapadoras y Grapas con Grapadora
Nombre Comercial	Grapadora Circular EEA con tecnología Tristaple
Marcas	Covidien
Fabricante Legal	Covidien Ilc. - USA
Número de Registro Sanitario	INVIMA2024DM-0010508-R1
Fecha de expiración del Registro Sanitario	28 de octubre 2023
Clasificación del riesgo	III
Código GMDN	45183

2. Especificaciones

Composición	Grapas de titanio, cuchilla de acero inoxidable
Presentación Comercial	Unidad
Condiciones de Almacenamiento	Húmeda relativa permanente: Máximo 65% No exponerse a la luz solar directa, ni luces brillantes Almacenarse en estibas de madera o plástico a 10cm del suelo
Método de esterilización	Oxido de Etileno
Vida Útil	2 años
Referencias	

Referencia	Descripción
TRIEEA28MT	EEA Grapadora Circular 28mm Purpura
TRIEEA28XT	EEA Grapadora Circular 28mm Negra
TRIEEA31MT	EEA Grapadora Circular 31mm Purpura
TRIEEA31XT	EEA Grapadora Circular 31mm Negra
TRIEEAXL33MT	EEA Grapadora Circular 33mm XL Purpura

TRIEEAXL28MT	EEA Grapadora Circular XL 28mm Purpura
TRIEEAXL28XT	EEA Grapadora Circular XL 28mm Negra
TRIEEAXL33XT	EEA Grapadora Circular 33mm XL Negra

3. Descripción del Producto

Indicaciones de Uso

La Grapadora circular EEA con tecnología Tristaple es utilizada en cirugía como gastrectomía total, obesidad mórbida, hemicolectomía izq. y derecha, colectomía total, cáncer de recto, cáncer de sigmoide, prolapso rectal y otros procedimientos.

DESCRIPCIÓN

Sutura mecánica utilizada para realizar anastomosis término-terminal o término-lateral en procedimientos de cirugía gastrointestinal y colon.

DESCRIPCION TECNICA

- Tecnología tristaple con tres de líneas de grapas escalonadas.
- Instrumento con presentaciones en 3 tamaños: 28, 31 y 33 mm.
- Coloca triple fila circular escalonada de grapas de titanio y corta simultáneamente.
- Sistema TILT-TOP (Yunque Vasculable) facilitando se extracción.
- Grapadora con un sellado hermético.
- Indicador de disparo visible en 240° alrededor del instrumento.
- Sistema de seguro en el mango.
- Presentación de la Grapadora Purpura: 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm
- Presentación de la Grapadora Negra: 4.0mm, 4.5mm, 5.0mm
- Trocar integrado facilitando su uso y reduciendo la resistencia del tejido.
- Cuchilla en acero inoxidable de 440 con punta biselada.

- Mayor número de grapas por diámetro del instrumento.

NOTA: PARA LA CORRECTA UTILIZACION DEL DISPOSITIVO POR FAVOR LEER EL INSERTO DEL PRODUCTO

Originado por: Nombre: Cargo:	Fecha:	Aprobado por: Nombre: Cargo:	Fecha:
Revisado por: Nombre: Nicolas Amado Cargo: Product Specialist	Fecha: Junio 2025		