


FICHA TECNICA TRAJE ANTICHOQUE NO NEUMATICO (TANN)

Descripcion:	TECNICA TRAJE ANTICHOQUE NO NEUMATICO (TANN)	
Tamaño	GRANDE	
Codigo del Producto	LWNASGLGE15	
Empaque individual	Bolsa plastica	
Medidas del Empaque	Largo	Ancho
Pulgadas:	31.5 Pulg	23.5 Pulg
Centimetros:	80 cm	60 cm
Peso del Producto	1.6 kg	

Características:	
Neoprene:	Material: CR Neopreno Densidad 0.2 +/- 0.02 Grosor: 4mm
Traje:	(Exterior): Material: 100% Nylon (Interior Negro): Material: 100% nylon
Direccion de corte:	Tejido
Impresion:	Tinta Plastica
Costuras:	100% Nylon Prueba de Tension: (04.73.6002) Prueba de desprendimiento laminado: (04.73.6005) Prueba de lavado y Prueba de Estiramiento y recuperacion: Se concluye que el TANN tiene una vida útil de al menos 144 usos



PANEL/TAMAÑO	PEQUEÑO (CM)	GRANDE (CM)
PANEL 6 - ANCHO TOTAL ABDOMEN	110,5 CM	120 CM
PANEL 4 - ANCHO TOTAL CADERA	97,8 CM	96,5 CM
LARGO TOTAL - LINEA NARANJA	101 CM	123 CM

