



Código: M6275066/10

Fabricante: 3M

Registro Invima: 2016DM-0015088

Certificación: - FDA - ISO 9001/2008. - ISO 13485/2003.



Método de Esterilización: Rayos Gamma

Número Reúsos recomendados: 0

Presentación: Unidad estéril

Descripción Técnica: Conector en “Y” V.A.C. ®

Composición:

Un Conector forma de “Y” para conectar dos o más interfases Trac™ o Sensatrac™ a una única unidad de terapia V.A.C.®

El conector en “Y” V.A.C.® solo es compatible con los mismos insumos de la terapia V.A.C.® de la misma manera cuando el usuario quiera conectar más de dos heridas con el sistema, solo podrá realizarlo con este conector, así mantendrá la continuidad de información obtenida por los sensores Sensatrac™ hacia el equipo y viceversa, evitando falsas alarmas de bioseguridad.

Precauciones y advertencias:

- ✓ No conecte herida infectada con herida no infectada a un mismo conector
- ✓ No conecte heridas con distinta etiología donde pueda existir contaminación cruzada.
- ✓ No utilice el conector en heridas que necesiten distinta configuración de presión

Recomendaciones: No reutilizar ya que puede provocar la contaminación o infección de la herida.

Disposición final: Residuos peligrosos: Riesgo biológico biosanitario.

Contraindicaciones: Ninguna.

