



·VENDA DE ALGODÓN LAMINADO·

FICHA TÉCNICA





1	Nombre producto	Venda de algodón laminado
2	Registro sanitario	INVIMA 2019DM-0020064
3	Modalidad	Fabricar y vender
4	Vigencia	9/07/29
5	Vencimiento	5 años
6	Clasificación de riesgo	I
7	Fabricante	Medical Supplies Corp. S.A.S con domicilio en La Estrella, Antioquia, Colombia
8	Composición	Algodón celulosa 100%
9	Ancho	2",3",4",5" y 6" Pulgadas
10	Longitud	4.5 m +/- 3%
11	Aspecto	Tela liviana, libre de impurezas y partículas extrañas, suave al tacto
12	Color	Blanco
13	Olor	Inoloro
14	Tipos	Venda estéril y no estéril

- 15** **Empaque**

Papel grado médico, bolsa plástica estampada/paquetes por 6 - 12 - 48 unidades
- 16** **Usos**

Cubrir la piel antes de colocar una férula de yeso o enyesar la parte comprometida.
Para vendajes en general
- 17** **Condiciones de almacenamiento**

Mantener en su empaque hasta consumir el producto. Conservar en lugar fresco y seco
- 18** **Disposición final**

No reutilizar. Eliminar como material orgánico
- 19** **Legislación aplicable**

Cumple con los parámetros internos de calidad establecidos por la organización
- 20** **Presentaciones comerciales**

Venda de algodón laminado 2" x 5 yardas
Venda de algodón laminado 3" x 5 yardas
Venda de algodón laminado 4" x 5 yardas
Venda de algodón laminado 5" x 5 yardas
Venda de algodón laminado 6" x 5 yardas
Venda de algodón laminado 2" x 5 yardas estéril
Venda de algodón laminado 3" x 5 yardas estéril
Venda de algodón laminado 4" x 5 yardas estéril
Venda de algodón laminado 5" x 5 yardas estéril
Venda de algodón laminado 6" x 5 yardas estéril

