

## FICHA TECNICA

|                    |                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Producto</b>    | Vendas de Yeso                                                     |
| <b>Referencias</b> | 3" X 5 YDS<br>4" X 5 YDS<br>5" X 5 YDS<br>6" X 5 YDS<br>8" X 5 YDS |
| <b>Marca</b>       | VITAL MEDIC                                                        |



|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |       |                 |       |                                |           |                                     |           |                                      |      |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|-----------------|-------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|--------------------------------------|------|
| <b>Descripción</b>                   | Las vendas de yeso <b>VM VITAL MEDIC</b> son producidas a partir del tejido tipo gasa plana con hilo 15 tex 100% algodón, teniendo 9 hilos/cm en el urdimbre y en la trama 7.0 hilos/ cm.                                                                                                                                                                                                                  |                          |       |                 |       |                                |           |                                     |           |                                      |      |
| <b>Material</b>                      | Yeso: 90,0 % Sulfato de Calcio semi-hidratado<br>Gasa: 5,5 % Tejido algodón                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |       |                 |       |                                |           |                                     |           |                                      |      |
| <b>Características</b>               | Venda de yeso de fraguado rápido con varilla interna.<br><br><table> <tr> <td>Tiempo de Inmersión.....</td><td>5 seg</td></tr> <tr> <td>Cremosidad.....</td><td>Buena</td></tr> <tr> <td>Tiempo de Fraguado a 12oc.....</td><td>3 a 4 min</td></tr> <tr> <td>Tiempo de Endurecimiento 12oc: ....</td><td>3 a 5 min</td></tr> <tr> <td>Pérdida de Yeso en la Inmersión (%):</td><td>0.45</td></tr> </table> | Tiempo de Inmersión..... | 5 seg | Cremosidad..... | Buena | Tiempo de Fraguado a 12oc..... | 3 a 4 min | Tiempo de Endurecimiento 12oc: .... | 3 a 5 min | Pérdida de Yeso en la Inmersión (%): | 0.45 |
| Tiempo de Inmersión.....             | 5 seg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |       |                 |       |                                |           |                                     |           |                                      |      |
| Cremosidad.....                      | Buena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |       |                 |       |                                |           |                                     |           |                                      |      |
| Tiempo de Fraguado a 12oc.....       | 3 a 4 min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |       |                 |       |                                |           |                                     |           |                                      |      |
| Tiempo de Endurecimiento 12oc: ....  | 3 a 5 min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |       |                 |       |                                |           |                                     |           |                                      |      |
| Pérdida de Yeso en la Inmersión (%): | 0.45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |       |                 |       |                                |           |                                     |           |                                      |      |
| <b>Usos</b>                          | Tratamiento postoperatorio de cirugías ortopédicas.<br>Inmovilización<br>Reducción de Fracturas                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |       |                 |       |                                |           |                                     |           |                                      |      |
| <b>Esterilización</b>                | NA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |       |                 |       |                                |           |                                     |           |                                      |      |



# GRUPO VITAL S.A.S

GRUPO VITAL S.A.S

Por una salud llena de vida

NIT:900.194.982-4



CCAA No. 0194

DEL 05/06/2014

FT. VENDAYESO

VERSION: 1

Fecha: 29/02/2016

|                                                       |                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Peso del Producto</b>                              | 3" X 5 YDS = 0.16kg<br>4" X 5 YDS = 0.22kg<br>5" X 5 YDS = 0.26kg<br>6" X 5 YDS = 0.31kg<br>8" X 5 YDS = 0.42kg                                                                               |
| <b>Advertencia</b>                                    | Producto de uso único<br>Desechar después de su uso<br>No Reutilizar.                                                                                                                         |
| <b>Condiciones de Almacenamiento y/o precauciones</b> | Consérvese en un lugar fresco y seco con temperaturas entre 10° a 30°C; evitar contacto directo con la luz                                                                                    |
| <b>Disposición Final</b>                              | Después de utilizado el producto, deberá ser desechado en bolsas rojas.<br>Luego de caducada la fecha de vencimiento, el producto deberá ser incinerado ya que no es apto para comercializar. |
| <b>Registro Sanitario</b>                             | 2020DM-0021469                                                                                                                                                                                |
| <b>Presentación</b>                                   | Caja x 24 Unidades                                                                                                                                                                            |
| <b>Nivel de Riesgo</b>                                | I                                                                                                                                                                                             |
| <b>Vida del Producto</b>                              | 3 Años                                                                                                                                                                                        |

